

Одноразовая маска для лица

Описание товара

Одноразовые 3 слоя нетканого материала для защиты от ушной петли с высокой степенью фильтрации поставщик лицевой маски

Изготовлен из 3 слоев, внутренний и внешний слой нетканого полипропилена, средний слой фильтровальной бумаги высокого стандарта 99. Стиль петель для ушей.

Преимущество

1. Прямой производитель, ISO CE, сертифицированная FDA 3-слойная хирургическая маска для лица любого цвета из нетканого материала.
2. Стандарт ISO, CE, FDA, BFE > 99%, тип II / тип IIR.
3. Емкость: 1000000 ПК / день, 1 * 40HQ может быть завершено в течение 10-15 дней;
4. Свободный свободный, легкий дыхание, экологически чистый, дизайн упаковки OEM, обслуживание в течение 24 часов.
5. Приятный для кожи, гипоаллергенный, удобный, хорошо дышащий, без стекловолокна, без латекса
- 6, может быть упакован отдельно.

Технические характеристики

материал	3-слойный, нетканый полипропилен 25 г + фильтр 25 г + нетканый полипропилен 25 г
Характеристики	Приятный для кожи, гипоаллергенный, удобный, хорошо дышащий, без стекловолокна, без латекса
Стиль	Эластичные заушники (без латекса)
Размер	17,5x9,5 см (взрослый)
цвет	белый, зеленый, синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый, фиолетовый, красный, яблочно-зеленый, черный (все цвета могут быть доступны)
упаковка	Нестерильно: 50 шт. / Кор., 2000 шт. / Кор. Или 1000 шт. / Кор.
дизайн упаковки	Все внутренние коробки и картонные коробки могут быть выполнены в соответствии с вашим дизайном
размер коробки	52x38x30 см
заявка	Больничный клинический медицинский персонал и пациенты. беспыльный цех, лаборатория, пищевая промышленность, производство электроники и т. д.
MOQ	10,000 шт.
Образец	Его можно бесплатно отдать на проверку качества в течение одной недели.
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Срок поставки	1 * 40HQ может быть завершено в течение 7-10 дней. По вашему количеству (2 миллиона штук в день)

Порт FOB	Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу
----------	-----------------------------------

Упаковка и доставка

Нестерильно: 50 шт. / Коробку, 40 коробок / коробку или 20 коробок / коробку.

наш сервис

1. Предоставлять продукцию высочайшего качества

Профессиональная команда QC строго контролирует каждый этап производства вплоть до загрузки.

2. Самый быстрый срок доставки

Если срочно, 1 * 40HQ можно закончить за 5-7 дней!

Обычно 1 * 40HQ можно закончить в течение 10-15 дней!

Напряженный сезон, 1 * 40HQ можно закончить за 25-30 дней!

3. Самая доступная цена.

Постоянно инвестируем в улучшение наших квалифицированных рабочих, продуктов и процессов, чтобы минимизировать затраты на каждом этапе!

4. Прекрасное и быстрое обслуживание.

Наши сотрудники всегда терпеливо ответят на ваши вопросы

через 5-10 минут.

5. Мы также можем помочь найти подключенные продукты.

Помимо всех видов одноразовых медицинских изделий, мы также можем помочь вам подобрать сопутствующие товары по вашему запросу!

Информация о компании

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd. («Orient Honest») - глобальная компания, занимающаяся разработкой продукции и производством продукции, которая специализируется на инновациях и недорогих медицинских и защитных расходных материалах. Orient Honest расширила нашу широкую линейку продуктов, включая все виды одноразовых защитных костюмов, хирургических халатов, лабораторных халатов, масок для лица, простыней, хирургических шапочек, бахил, рукавов, плащей, фартуков, марли, ватных рулонов и так далее.

Orient Honest - быстрорастущая компания, удовлетворение потребностей клиентов всегда является нашей миссией и целью. Мы стремимся постоянно улучшать наши производственные процессы, улучшать характеристики продукции и разрабатывать новые рентабельные продукты для удовлетворения требований различных клиентов и рынков. Вся наша продукция соответствует международным стандартам качества, таким как ISO13485, CE, FDA.

Наши товары экспортируются в Европу, Северную Америку, Южную Америку, Азию и так далее.