

## Product details

### Описание анти гриппа маски для лица, медицинских масок для лица

- 1) Топ сейф, 3-слойный, жидкость устойчивый слой с уникальным дизайном одной гофрированной
- 2) Мягкий и эластичный ушной петли, круглые или плоские
- 3) Регулируемый нос часть, Металл или пластик
- 4) стекловолокно мРЗЭ, latex-еРЗЭ, BFE & GT; 99,8%, PFE & GT; 99,3%
- 5) Упаковка: 50 шт / коробка, 2000 шт / CTN

### Технические процедуры ушной маски

материал	PP нетканая + высокая фильтрация бумага + PP Non Woven
Ткань ж8	Мог быть как вы заказали
цвет	белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон /CAPRI синий / бордовый/ черный
дизайн	все внутренние бвол а также внешний картонная печать
упаковки	может быть как ваш дизайн
Приложения	больницы, лаборатории, пищевая промышленность, мастерская пыли, электронных производств и т.д.

## Product display



### The regular shipment way



## Our business process

