

Product details

Особенностью нетканого простыню покрытия, больница резиновых простыней

ткань	Полипропилен, SMS, PP + PE, или микропористой
Стиль	Встроенная eLastic dESIGN, Идеально подходит для всех размеров и стилей убежища кроваток
функция	Влагоотталкивающий
Размер	83 "L x 35" W Или как ваши требования
упаковка	Индивидуально упакованные

Мы также поставляем:

- 1) Isolation халаты, халаты пациента, посетите халаты, лабораторные халаты, комбинезоны, скраб костюмы, кимоно
- 2) колпачков врача, маска для лица, постельное белье, покрывала, наволочки, рукав чехлы, чехлы на обувь, бахилы и т.д.

Почему выбрали нас ?

- 1) Прямой производитель простыню с упругим, цена завода;
- 2) 10000 шт / день, мы можем закончить 1 * 40 HQ контейнер примерно 15 дней;
- 3) CE ISO FDA одобрило, стабильное качество
- 4) Обслуживание в течение 24 часов, образец может быть завершена в течение 2 дней, образец бесплатно.

Product display

The regular shipment way



FAQ

Q1: .Как вы решаете проблемы качества, если таковые имеются?

A: Наша фабрика будет уделять самое пристальное внимание вопросам качества. Мы будем глубоко исследовать основную причину проблем

и найти лучшее решение, чтобы избежать каких-либо проблем в будущем.

В то же время мы будем соответствующей компенсации для наших клиентов.

Q2: Какая ваша продукция дата окончания срока действия?

A: Около 3-5 лет.

Q3: Есть ли у вашей компании есть какие-либо системы менеджмента качества, такие как ISO, EN или сертификат (ы) CE?

A: Да, у нас есть CE, ISO13485, FDA. REACH и отчет НЕЛЬСОНА,