

Product details

Использование полипропиленовых медицинских масок

1) Маска широко используется в больницах, клинических, медицинский персонал и пациенты,

2) это обеспечивают защиту первоклассную против опасного воздуха обнаружены во всех промышленных объектах работы, такие как картина,

Лаб работы, связанной с химическими растворителями, Распыления химических удобрений или пестицидов, запах охраны при выполнении обращения с отходами,

работающих с маслами и паров бензина ... и т.д..

Спецификация противовирусной маски для лица

1) Размер: 17,5 x 9,5 см, один размер подходит для наиболее

2) Адаптивный бар нос, нет стимула к коже человека

3) Цвета: белый / розовый / зеленый / синий / желтый, мы имеем 11 цветов полностью

4) Высокая эффективность фильтра, фильтр пыльцы, пыли и бактерий, BFE% & GT; 99%

5) Устойчивость к проникновению синтетической крови 120mmHg

6) Соответствует EN14683 и FDA стандарт качества

Упаковка BFE99 масок



The regular shipment way



Our business process

