

Одноразовые эостерильные индивидуальные хирургии кесаренскому секционной секции драп-пакета, используемый для клиники

Наименование товара	Одноразовые эостерильные индивидуальные хирургии кесаренскому секционной секции драп-пакета, используемый для клиники
Заявление	Клиника, больница и т. Д.
Материал	нетканые, SMS, SM / PE, BI-LAM, TRI-LAM, PE пленка, SS и т. Д.
Масса	30-50 г CM и т. Д.
Особенность продукта	1. Легкий вес и мягкое чувство 2. Отличное водопоглощение и водонепроницаемый 3. Блокировка передачи бактерий
Размер (см)	См. Список композиций или в качестве запроса
Размер коробки	60 * 40 * 45см или в качестве запроса
Цвет	Синий
Сертификат	CE & ISO13485.
Стерилизация	ЕО стерилизованный / не стерильный
Условия оплаты	T / T, L / C & D / P
Упаковка	1 комплект / блистерная сумка, 10 шт. / Коробка, стерилизованная ЕО, может быть настроена
Возможность поставки	100000 шт / месяц
Срок поставки	20-40 дней после подтверждения заказа
Торговые термины	FOB, C & F и EXW
Грузовой порт	Ухань или Шанхай
Проект OEM	Приемлемо

Состав списка				
Нет.	Название предмета	Описание	Размер	Ед. изм
1.	Утилита драпировки с лентой	45 г SMS + клейкая лента	60 * 80см	4.
2.	Средний драп	45 г SMS.	160 * 170см	2.
3.	Задняя крышка стола	45 г SMS + 55G PE фильм	115 * 225см	1.
4.	Полотенце для рук	66 г белой бумаги	40 * 40см	2.
5.	Усиленное хирургическое платье	43 г антистатические SMMS	120 * 150см	2.
6.	С-раздел драпировки	45 г SMS.	195 * 275 см	1.
7.	Suture Bag	45 г прозрачной пленки PE	33 * 43см	1.
8.	Майо Стенд Крышка	PE пленка + 35 г SMS	58 * 137см	