

ТИП IIR одноразовые медицинские нетканое маска для лица, одноразовые маски рот, одноразовые хирургические маски завод лица

Описание одноразовые медицинские нетканое маска для лица

- 1) Disposable маски рот сделаны из топ класса нетканых материалов.
- 2) общие размеры, что мы произвели 175 * 95мм, или настроить
- 3) Степень ОФЭ составляет 99%, что зависит от материала.
- 4) Мы можем также произвести одноразовые хирургические маски в соответствии с требованиями заказчика.

Более подробная информация о одноразовые маски рот

- 1) Ухо петля: круглый эластичный, плоский упругий, или привязывать.
- 2) Цвета: белый / синий / зеленый / розовый / желтый / оранжевый / фиолетовый / лимон / Capri синий / бордовый / черный
- 3) Соответствуют EN14683 и FDA
- 4) эффективность Бактериальной фильтрации (BFE%) & GT; 99%.
- 5) Стойкость к проникновению синтетической крови 120mmHg.
- 6) фильтр пыльцы, пыли и бактерий.
- 7) Адаптивный бар нос, нет стимула к коже человека.
- 8) Высокая эффективность фильтра.
- 9) латекса.
- 10) Дыхания и жидкости устойчивы.

Упаковка одноразовые хирургические маски

50шт / коробка, 40boxes / CTN, 52x19x42cm;

1 * 20 GP контейнер может содержать 1400000 штук масок, 700 CTNS;

1 * 40 HC контейнер может содержать 3,450,000 штук маски, 1725 CTNS.

Или как ваши требования.

Другая информация одноразовые хирургические маски

МОQ	100000 шт
Цена	оборотный
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, PayPal
Возможность поставки	1000000 шт / день, 1 * 40 HQ контейнер может быть завершена в течение 15 дней
Срок поставки	Как правило, через 30 дней после того, как подтвердил заказ
Образец	Образец свободен, могут быть получены также в 2-х дней

Фотографии ТИП IIR одноразовые медицинские нетканое маска для лица





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

