

ТИП IIR хирургическая маска, 3 ply одноразовые полная маска для лица, медицинские маски для лица

Тканевый материал хирургической маски

- 1) Это нетканый материал, не токсичен, без раздражения, мягко и удобно;
- 2) Внутренний PP нетканый материал с антибактериальным эффектом;
- 3) Средний это эффективный фильтрующий слой (сортовые продувкой расплава ткани);
- 4) Внешнее это здоровье Оценка печати спанбонд из полипропилена.

Спецификация одноразовой полной маски

петля уха	Эластичная петля уха или привязывать
Нос бар	Пластик или металл
Стандарт качества	ТИП IIR, N95, N99
МОQ	500000 шт
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal
Возможность поставки	1000000 шт / день, 1 * 40 HQ может быть завершена в течение 15 дней
Срок поставки	В зависимости от количества, обычно через 30 дней после родов
детали упаковки	50 шт / коробка, 2000 шт / CTN, или как ваше требование

При ношении одноразового использования противогаз нам нужно обратить внимание

- 1) Это одноразовый продукт, достаточно использовать один раз, не может быть использована еще раз;
- 2) Пожалуйста, прекратите носить, если с аномальным дыханием;
- 3) Хранить в сухом и прохладном месте.

Изображение медицинских масок для лица



