Белый цвет нетканое одноразовое выделение

Наше преимущество

1. Прямо производитель

2.ISO13485, СЕ, Сертификат FDA

- 3. Усиление: 100, 000 шт. / День, 1 * 40хк может быть завершен в течение 10-15 дней;
- 4. ОЕМ приемлемый, сервис за 24 часа.

Одноразовые изоляционные платья изготовлены из высокопроизводительной изоляции защитного материала. Широко используется в медицинской защитной защите, асептической мастерской, защитной изоляции, завод по горному электронному электронику, еду на фабрике фермы животноводства. Биофазард и так далее.

С двумя видами процессов: шитье и ультразвуковое тепловое соединение.

Материальные особенности

РР + РЕ защита не стерильных хирургических платьев

Он изготовлен из материала РР + РЕ, без латекса; Износостойкий; Совершенно непроницаемая жидкость и алкоголь репеллент.

Цвет: белый, зеленый, синий, желтый.

Материал Вес: 35GSM.

Свяжитесь на шее, вязаные манжеты, усиленные.

Имя	Белый цвет нетканое одноразовое выделение
	•
Материал	PP + PE
Стиль	Галстук на шее, вязаные манжеты, усиленные
Размер	Свободный размер
Цвет	зеленый
упаковка	10 шт. / Коробка, 10 мешков / СТN не стерильные
Дизайн упаковки	Все внутренние коробки и картонная печать могут быть в качестве вашего дизайна
MOQ	5000 шт
Образец	может быть предоставлен бесплатно для проверки качества в течение 3 дней
Платежный путь	T / T.
Срок поставки	Емкость: 100 000 шт. / День, 1 * 40хк может быть завершен в течение 10-15
	дней;
Порт FOB	Ухань / Шанхай

https://www.china-disposable.com/products/green-color-isolation-gown.html#.yn7yvogzauk.