

Все **загрузки обложки** изготовлены из материалов высочайшего качества, обеспечивая защиту отличной и превосходный комфорт:

- не пыление материалы гладкие и удобные для устранения раздражения кожи
- Различные стили могут быть настроены в соответствии с вашими различными требованиями

<P класс = "p" стиль = "маржа-топ: 0.0000pt; Маржа правый: 0.0000pt; край дно: 0.0000pt; Левое поле: 0.0000pt; текстовый абзац: 0.0000pt; отступы: 0pt 0pt 0pt 0pt; MCO-нумерация страницы: вдова-сирота; вертикальное выравнивание: базовый; фон: RGB (255,255,255); "><Пролет класс = "15" стиль = "MCO-spacerun: 'да'; семейство шрифтов: Arial; MCO-Дальневосточного-семейство шрифтов: □□; Цвет: RGB (0,0,255); письмо-интервал: 0.0000pt; MCO-ANSI-начертание шрифта: жирный; текста не преобразования: нет; MCO-ANSI-стиль шрифта: нормальный; размер шрифта: 12.0000pt; MCO-шрифт-кернинга: 0.0000pt; фон: RGB (255255255); MCO-заливка: RGB (255255255); ">

<Таблица классы = граница "MsoTableGrid" = "1" CELLSPACING = "0" стиль = "граница коллапс: крах; ширина: 448.9500pt; MCO-таблица макет-альт: фиксированные; нет границ: нет; MCO-граница-лево-альт: 0.5000pt твердого WindowText; MCO-граница-топ-альт: 0.5000pt твердого WindowText; MCO-граница-право-альт: 0.5000pt твердый WindowText; MCO-граница-снизу-альт: 0.5000pt твердый WindowText; MCO-граница-insideh: 0.5000pt твердый WindowText; MCO-граница-insidev: 0.5000pt твердый WindowText; MCO-обивка-альт: 0.0000pt 5.4000pt 0.0000pt 5.4000pt; ">

ткань Материал

Нетканый

"> ">

Стиль

"> ">

С эластичным

Размеры C. Ize

36 * 55 см можно настроить в соответствии с вашим запросом

цвет

Синий цвет

сертификат

ISO13485, fdaCE.

МОQ:

10000. шт

дизайн упаковки

может быть как ваш дизайн

Упаковка

100 шт. / Сумка, 1000 шт. / Коробка, или как ваше требование

Способность

60 000. шт в день

Срок поставки

7-30 дней

Приложения

Лаборатория, клиника, Пищевая промышленность, Бесплатная мастерская