Product details

Особенностью врезки на лицевой маски

- 1) Флюид-pesistant, высокая дыхание способность и защита от брызг.
- 2) Түре стандарт качества IIR, соответствует EN 14683, стандарт СЕ
- 3) Бактериальная эффективность фильтрации (ВFE) от 99 процентов
- 4) это'ѕ плиссированные дизайн и вертикальные полосы обеспечивают отличную фи лицаТ
- 5) Изготовлен из специального полипропиленового материала, не цитотоксический
- 6) PLiв состоянии носа формирование бар, и полная защита подбородка,

Упаковка и размеры гигиены маска для лица

50 шт / бвол, Размер коробки: 18 * 10 * 10 cм

2000 ПКs / CTN, CTN размер: 52 * 38 * 42см

Или как ваши требования.

Торговые условия крышки рта маски

MOQ 100, 000 шт Цена оборотный

Условия T / T, L / C, D / A, D / P, западное соединение, ESCROW, Paypal

оплаты

Возможность 1,00+0000 шт /день, 1 * 40 HQ контейнер может быть завершена

поставки в течение 15 дней

срок поставки Как правило, через 30 дней после того, как подтвердил заказ Образец свободен, могут быть получены также в 2-х дней

Product display



The regular shipment way





FAQ

Q1: Какова ваша выходная мощность для вашего основного диапазона продукта?

А: Маска для лица Емкость: 1000.000 штук / день.

Комбинезон, Хирургические халаты, лабораторный халат, кровать Емкость листов: 10000 шт / день.

Колпачки мощность: 200000 шт / день. Каждый 1*40HQ может быть завершена в течение 1 недели.

Q2: каково ваше MOQ каждой продукции?

А: Маска для лица / крышки / бахилы / плеча рукава каждый MOQ: 50000 шт.

Одежда и постельное белье MOQ: 5000 штук