

Product details

Строительство плоские еарлуп доктора маски

- 1) полипропилен 3-слойная фацемаск
- 2) Регулируемая плоская пластмассовая носепице
- 3) трикотажные плоские петли

Возможности одноразового Зпли врачей-маски

- 1) обеспечивают превосходную фильтрацию бактерий свойства
- 2) разворачиваются для легкого ношения, удобного
- 3) немягкие петли уха устраняют давление на уши
- 4) пригодное для наружного, внутреннего и промышленного использования.

Упаковка Врачи маски

Спецификации	Обычная упаковка	Размер коробки	1 * 40 контейнер штаба может удерживать (ПК)
3-слой, 25 + 25 + 25г	50 ПК/коробка, 40 коробки/КТН	52 * 31 * 34см	2 440 000 ПК
Замечание: все могут быть специально настроены в соответствии к фактическим требованиям			

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

