

Информация о продукте:

1. Материал: нетканый полипропилен 100%
2. Размер: 80 * 190 + 20 см, 90 * 200 + 20 см, 160 * 190 + 20 см, 160 * 200 + 20см, 180 * 200 + 20 см, 180 * 200 + 20см или индивидуальный размер
3. Эластичный: 5 мм вдоль ширины по боковой ширине + 30см на длине или индивидуальный размер
4. Цвет: синий; Белый ; Другие размеры доступны
5. Упаковка: 10 шт. / Сумка, 100шт / коробка

Показания:

- 1, широко используется для спа, отеля, массажа, салона, медицинского однократного использования
- 2, чтобы предотвратить распространение жидкостей организма и контента всплеска крови, и изолировать пыль, частицы, спирт, кровь, бактерии и вторжение вируса.

Характеристики:

Материал	Неплетенный полипропилен 100%
Цвет	Белый, синий
Стиль	Эластика по ширине
Размер	80 * 190 + 20см, 90 * 200 + 20 см, 160 * 190 + 20 см, 160 * 200 + 20 см, 160 * 200 + 20 см, 180 * 200 + 20 см или индивидуальный размер
упаковка	10 шт. / Коробка, 100 шт. / CTN
Масса	25-65GSM или настроен
Упаковка	PE BAG покрыта, затем бумажная коробка упаковки или настроен
Характерная черта	Прочный, мягкий, одноразовый
использование	Спа, отель, массаж, салон, лекарственный, больница, дом

Наши услуги:

1. Обеспечить продукцию высочайшего качества

Профессиональная команда QC строго контролирует каждый шаг производства до нагрузки.

2. Самое быстрое время доставки

Если срочно, 1 * 40хк может быть завершен в течение 5-7 дней!

Обычно 1 * 40HQ может быть завершен в течение 10-15 дней!

Занятый сезон, 1 * 40хк может быть завершен в течение 25-30 дней!

3. Самая разумная цена

Постоянно инвестировать в улучшение наших квалифицированных работников, продуктов и процессов

Чтобы минимизировать стоимость каждого шага!

4. Сладкая и быстрая служба

Наши работники всегда будут столь терпеливо делать ответ на любые вопросы в течение 5-10 минут.

5. Мы также можем помочь источнику подключенные продукты.

Помимо всех видов одноразовых медицинских изделий, мы также можем помочь вашему источнику подключенные продукты как ваш спрос!

http://https://www.china-disposable.com/products/ce-iso-Approved-liquid-nove-one-time-use-with-woven-dends.html#_Bxaknoгзаук