

все **загрузка крышки** Изготавливаются из материалов высочайшего качества, обеспечивая отличную защиту и превосходный комфорт:

- Невинные материалы гладкие и удобные для устранения раздражения кожи
- Различный стиль может быть настроен в соответствии с вашими различными требованиями

Ткань материал

"> ">

Нетканый

"> ">

Стиль

"> ">

С эластичным

Размеры C. Ize

36 * 55 см можно настроить в соответствии с вашим запросом

цвет

белый цвет

сертификат

ISO13485, fdaCE.

МОQ:

10000. шт

дизайн упаковки

может быть как ваш дизайн

Упаковка

100 шт. / Сумка, 1000 шт. / Коробка, или как ваше требование

Способность

60 000. шт в день

Срок поставки

7-30 дней

Приложения

Лаборатория, клиника, Пищевая промышленность, Бесплатная мастерская