

Product details

Китай производитель химические защитные комбинезоны

- 1, Цвет: белый
- 1, эластичные манжеты, и Трикотажный манжет доступны;
- 2, Комбинезон с капюшоном с ботинками;
- 3, наколенник доступны;
- 4, Adhesive лента доступна;
- 5, Одиночный или двойной крышку над застежкой-молнией и клейкой ленты доступны;
- 6, прошитой с лентой шва (более вариант на столе *OEM ВАРИАНТ*);
- 7, ссылочных стандартов (категория III)
 - (1), ТИП 5, EN 13982-1: 2004: средства индивидуальной защиты против airborne твердого вещества;
 - (2), ТИП 6, EN 13034 + EN 468: Средства индивидуальной защиты от брызг низкого уровня;

Спецификация Китай производитель химических защитных комбинезонов

Наименование товара	Китай производитель химической защиты комбинезоны, самое лучшее качество промышленных комбинезоны, оптовые продажи химической защиты униформу
материал	SF микропористая пленка
Вес нетто	5.5kg / коробка
Стиль	Молнии капюшон сапоги
упаковка	1шт в упаковке 50 штук в коробке
коробка	48 * 30 * 50 см, и т.д.
заявка	Используется в клинике, больнице, аптека, ресторан, пищевой промышленности, салон красоты, электронной промышленности и т.д.
MOQ	100cartons
Образец	Свободные образцы будут подготовлены по запросу
Возможность поставки	5000 коробок в месяц
Грузовой порт	Ухань или Шанхай
Условия оплаты	T / T, L / C, D / P, D / A, WesternUnion, Paypal, Escrow, и т.д.
срок поставки	15дней или зависят от количества заказа
сертификат	CE, FDA, ISO, свободный стиль, и т.д.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, Свободный образец.
- 2, малый заказ приемлемый;
- 3, условия L / C, T / T, D / P в наличии;
4. FOB, CNF, CIF, условия EXW доступны;
- 5, конкурентоспособная и стабильная цена, потому что мы фабрика.
- 6, Квалифицированные продукты. 3-я часть осмотр продукт является приемлемым.
- 7, обслуживание OEM. Другие варианты на материал, узор, размер и упаковки;
- 8, своевременная поставка. Лучшее время свинец 25-30 день для 40HQ контейнера.
- 9, Профессиональный экспортный сервис. Документация, оформление, морские перевозки, все в одном.
- 10, хорошее послепродажное обслуживание. Мы принимаем жалобы по уходу, как мы хотели бы быть вашим долгосрочным поставщиком!