

Цветные халатах с трикотажной манжетой:

цветные халатах с трикотажной манжетой, завод на заказ розовые халатах, хорошее качество vistor

пальто изготовлен из PP + PE материала, без латекса; износостойкий; полностью непроницаемый жидкости и

алкоголь отталкивающее.

Доступные цвета: розовый, белый, зеленый, синий, желтый и т.д.

Вес материала: 25-65gsm

Цветные халатах с вязаной размер манжеты диаграммы:

Размер	S	M	L	XL	2XL	3XL
Высота (см)	103	111	115	120	124	128
окружность грудной клетки (см)	116	126	132	34	144	154
Длина рукава (СМ)	57	57	57	58	58	58

Спецификация цветных халатах с трикотажной манжетой:

NAme	цветные халатах с трикотажной манжетой, завод выполненный на заказ розовые халатах, хорошее качество производителей vistor пальто
материал	PP + PE
Вес бумаги	25-65gsm / 30-65gsm / 45-65gsm или как ваш запрос
Стиль	С / без кармана, одной / двойной воротник, Velcro застежкой-молнией / кнопки / на передней панели, эластичного трикотажного / манжеты
Размер	104x148cm, 108x152cm, 112x156cm, 115x160cm или как ваш запрос
цвет	белый, зеленый, синий,
упаковка	5pcs / мешок, 10bags / коробка или как ваш запрос
дизайн упаковки	Все внутренний мешок и коробка печать может быть как ваше требование
Образец	Может поставляться бесплатно для проверки в течение 3-х дней вашего качества

Сертификаты	CE / ISO13485 / FDA
-------------	---------------------


Наше преимущество:

1. Образцы и настройки доступны.
2. Профессиональный QC для контроля качества продукции. Все продукты соответствуют международным стандартам качества стандарт, таких как CE, ISO13485.
3. Иметь достаточный опыт и получили высокую репутацию от наших клиентов все слово. такие в Америке, Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и т.д.
4. Быстрая оплата, своевременную доставку и конкурентоспособная цена.
5. Стабильное качество и самое лучшее послепродажное обслуживание.
6. Обслуживание OEM имеющееся.

Фотографии цветных халатах с трикотажной манжетой:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

