

Product details

Преимущество пользовательских платъев больницы светло-голубой

- 1.PP материал: Безворсовая, водонепроницаемая, хорошая прочность на растяжение, удобный.
- 2.Light вес, не вызывает раздражения, антибактериальные свойства, хорошая прочность на растяжение, Превосходная воздухопроницаемость
- и антистатические, ударопрочность, мягкие, удобные.

Спецификация заказ больничные халаты светло-голубой

имя	заказ больничные халаты светло-голубые, стоматологический одноразовые халат изоляции, одноразовые зубные халаты производитель
материал	Полипропилен, PP Нетканое полотно
Стиль	Нестерильные, стандартный стиль, Завяжите на воротнике, связи на талии, вязанные манжеты
Размер	S (110 * 130см), M (115 * 137см), L (120 * 140см), XL (125 * 150см), 2XL (130 * 150см) или любые другие пользовательские размеры
Вес бумаги	25g
цвет	светло-синий
упаковка	нестерильные, 10 шт / мешок, 50pcs / CTN или 100шт / CTN,
Загрузка контейнера	20'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
Доставка	Один 40HQ контейнер может быть завершен в течение 15-25days
хранить	Хранить в сухом, влажность ниже 80%, вентилируемые, неагрессивных газов склад

Product display




orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Вы производитель или торговая компания, и когда была ваша компания создана?

A: Да, мы непосредственно производителем, наша фабрика была основана в 2003 году, мы имеем нашу собственную компанию экспортированную в 2013 году.

Вопрос: 2. Что годовой оборот для вашей компании?

Ответ: Как правило, она составляет около \$ 18 миллионов 20 миллионов, он по-прежнему в выращивании.

Вопрос: 3. Есть ли у вашей компании какие-либо системы менеджмента качества, такие как ISO, EN или сертификат (ы) CE?

A: Да, у нас есть CE, ISO13485, FDA. REACH и отчет Нельсоном.

Вопрос: 4. Can я получаю бесплатные образцы для проверки качества? Сколько времени я

могу получить его?

А: Да, наши образцы могут поставляться бесплатно в течение 3-7 дней.

The happy time with customers

