

Одноразовые SMS халатах:

Одноразовые смс лабораторный халат сделаны из высококачественного материала смс. Широко используется в медицинской безопасности защитной, асептический цех, защитной изоляции, горнодобывающей промышленности завод электроники, пищевой завод сельскохозяйственного животноводства Biohazard и так далее.

Одноразовые SMS халатах Сикация:

имя	одноразовые SMS халатах Китай производитель, дешевые одноразовые пальто посетитель, пользовательские SMS халатах поставщиком
материал	SMS, или PP, PP / PE, SMMS, микропористой
Стиль	С / без кармана, одно / двойной цвет, молния / кнопка на передней панели, эластичная / трикотажные манжеты могут быть доступны
Размер	S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
цвет	зеленый или белый, синий, желтый, розовый, красный, серый, черный и т.д.
упаковка	Нестерильные: 5шт / мешок, 10 мешков / стпор; Стерильные: 1pcs / мешок, 50pcs / CTN
дизайн упаковки	Все внутренняя коробка и коробка печать может быть как ваш дизайн
МОQ	5000 шт
Образец	Может поставляться бесплатно для проверки в течение 3-х дней вашего качества
путь компенсации	T / T, PayPal, западное соединение, L / C, D / A, D / P, ESCROW
Срок поставки	Вместимость: 10,000pcs / день, 1 * 40HQ может быть закончена в течение 10-15 дней
франко гавань	Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу

Одноразовые SMS халатах Фнкции:

- 1) Безворсовая, водонепроницаемая, хорошая прочность на растяжение, удобные, дышащие. Отлично рассеивать тепло тела, антистатик против брызг жидкости.
- 2) Выберите из лучших нетканое обеспечения надежных и селективные барьеров для бактерий, крови и других жидкостей.
- 3) Большие антибактериальный эффекты, защиты работников от воздействия различных частиц от загрязняющих веществ и инсектицидов и т.д.

Наш сервис:

- 1, Свободный образец.
- 2, малый заказ приемлемый;
- 3, условия L / C, T / T, D / P в наличии;
4. FOB, CNF, CIF, условия EXW доступны;
- 5, конкурентоспособная и стабильная цена, потому что мы фабрика.
- 6, Квалифицированные продукты. 3-я часть осмотр продукт является приемлемым.
- 7, обслуживание OEM. Другие варианты на материал, узор, размер и упаковки;
- 8, своевременная поставка. Лучшее время свинец 25-30 день для 40HQ контейнера.
- 9, Профессиональный экспортный сервис. Документация, оформление, морские перевозки, все в одном.
- 10, хорошее послепродажное обслуживание. Мы принимаем жалобы по уходу, как мы хотели бы быть вашим долгосрочным поставщиком!

Одноразовые SMS халатах изображения:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

