все загрузка крышки сделаны из самых высоких Качественные материалы, предоставляющие отличную защиту и превосходный комфорт:

- Одноразовые облож	<u>кки загрузки</u>	<u>PPE</u> C	Невинные	материалы	гладкие	и удобные	для		
устранения раздражения кожи									
- Различный стиль может	г быть настрое	н в соо	тветствии с	вашими разл	личными т	ребованиям	1И		

Нетканый

Стиль

">

С эластичной на лодыжке

Размеры С. Изи

40 * 50 см можно настроить в соответствии с вашим запросом

ткань w восемь

30-60г, с должен быть как ваш запрос

цвет

белый цвет

сертификат

ISO13485, fdaCE.

MOQ:

10000. шт

дизайн упаковки

может быть как ваш дизайн

Упаковка

100 шт. / Сумка, 1000 шт. / Картонная коробка или как ваше требование

Способность

60 000 человек ПК в день

Срок поставки

7-30 дней

Приложения

Лаборатория, клиника, Пищевая	промышленность, Б	Бесплатная мастерскаябольница