

Описание одноразового ребенка халата:

1. Название: одноразовые ребенка лабораторный халат
2. Применение: больница, гостиница, пылезащитное место, еда / электронный / химический цех
3. Материал: PP 45g
4. Цвет: белый, и т.д.
5. Стил: вязаный воротник, кнопка манжеты / передний
6. Размер: S-XXXL доступные размеры
7. Упаковка: 5шт / полиэтиленовый пакет, 50PCS / коробка и, как вам требуется
- 8.1 * 20 "FCL: 50000pcs (толерантность как различные размеры и материалы)
9. Минное количество: 10, 000PCS
10. Сертификат: CE, FDA, ISO13485

Особенности одноразового ребенка халата:

1. Non-раздражающим, антибактериальные свойства, хорошая прочность на растяжение, Безворсовая, Превосходная воздухопроницаемость и антистатические, ударопрочность, мягкие, удобные.
2. Against брызгами химического материала и твердой пыли.
3. Usually нетканый лабораторный халат с эффектом пыли и анти-вирус широко используется общественном месте, медицинской промышленности, очистки окружающей среды, электронная фабрика, пищевая промышленность, школы и больницы.

Наше преимущество:

1. Прямой производитель, заводская цена;
2. 10000 шт / день, мы можем закончить 1 * 40 HQ контейнер примерно 15дней;
3. CE ISO FDA одобрило, стабильное качество
4. Услуги в течение 24 часов, образец может быть завершена в течение 2 дней, образец бесплатно.

Характеристики одноразового ребенка халата:

материал	PP нетканый
вес ткани	45g, или может как ваш запрос
Стил	Вязаный воротник, трикотажные манжеты, без трех карманов
Размер	S-6XL
цвет	белый, зеленый, синий, желтый, розовый, красный, серый, черный и т.д.
упаковка	5шт / коробка, 50 мешков / CTN, или как ваше требование

дизайн упаковки	все внутренний мешок и коробка печать может быть как ваш дизайн
Приложения	пыли мастерская, стационар, лаборатория, пищевая промышленность, электронная производств и т.д.

Фотографии одноразовые ребенка лаборатории пальто:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

