

Спецификация белой одноразовой комбинезона:

- 1.Одноразовая комбинезон изготовлена из высококачественного изолирующего защитного материала.
- 2.PP костюмы (2 шт Брюки & Amp; Top) V-образный вырез Interlocked
- 3, С капюшоном нет багажника, 2 штуки (брюки & Amp;верху)
- 4. Упругие в запястья и лодыжки, упругие на капот, 5см упругой вокруг талии.
- 5, Нет молнии, ни одна из кнопок и не липучки на вершине. Шовный в середине передней панели для верхней части.
- 6, Материал: очень мягкий нетканый материал PP, белый цвет. С изменением Крауч.

Диаграмма размера одноразовой Комбинезон белый:

Размер: M (Top 74x116cm, 106x112cm Bottom)
Размер: L (Top 78x124cm, 108x116cm Bottom)
Размер: XL (Top 82x130cm, 112x120cm Bottom)
Размер: 2XL (Top 88x136cm, 120x124cm Bottom)
Размер: 3XL (Top 94x142cm, 128x132cm Bottom)
Размер: 4XL (Top 100x148cm, 136x138cm Bottom)
Размер: 5XL (Top 106x154cm, 142x144cm Bottom)

Описание белого одноразового комбинезона:

Продукт имя	одноразовые типа Комбинезон 5 Non Woven
материал	микропористой пленки
Вес нетто	5.5kg / коробка
Стиль	Молния Воротник
упаковка	1шт в упаковке 50 штук в коробке
коробка	48 * 30 * 50 см, и т.д.
заявка	Используется в клинике, больнице, аптека, ресторан, пищевой промышленности, салон красоты, электронной промышленности и т.д.
MOQ	100cartons
Образец	Свободные образцы будут подготовлены по запросу
Возможность поставки	5000 коробок в месяц
Грузовой порт	Ухань или Шанхай
Условия оплаты	T / T, L / C, D / P, D / A, WesternUnion, Paypal, Escrow, и т.д.
Срок поставки	15дней или зависят от количества заказа
сертификат	CE, FDA, ISO, свободный стиль, и т.д.

Подробности картина одноразового комбинезона белого:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

