

Структура одноразового использования больничных халатов изоляции

1. Длинные рукава
2. Упругие манжеты
3. Связи на шее и талии
4. С помощью стерилизованного и не стерилизованные упаковки
5. Различные спецификации доступны

Показания одноразового использования больничных халатов изоляции

1. Предотвращение распространения жидкостей тела и содержания брызг крови и изолировать пыль, частицы, алкоголь, кровь, бактерии и вторжение вируса.
2. Идеально подходит для работы с большим количеством жидкости. Для предотвращения передачи или инфекционное от персонала на рану или наоборот при непосредственном контакте.

Преимущества одноразового использования больничных халатов изоляции

1. безлатексного; износостойкий; полностью непроницаемый жидкость и алкоголь отталкивающее.
2. Обеспечение надежных барьеров для водяного пара или крови и других жидкостей.
3. Можно ли предотвратить загрязнение окружающей среды и поверхности этой одежды без пятен.
4. Изоляция мантии текучи устойчивы и предлагают экономичный, удобную и надежную защиту.
5. Эти изолирующие халаты имеют эластичные манжеты с пришитыми швов, которые обеспечивают высокую прочность.
6. Это может уменьшить риск заражения и передачи инфекции.

Характеристики одноразовые больничные халаты изоляции

материал	PP Non Woven
Стиль	Tie / липучки на воротник, галстук на талии, эластичные манжеты / Плетение
Размер	115 * 137см, 120x130см, 130x150см, 150x160см, 150x190см, 170x170см, и т.д.
цвет	Белый, зеленый, синий, желтый, розовый, красный, серый, черный и т.д.
Размер коробки	58X28X48 см
упаковка	Нестерильная, 10 шт / мешок, 10 мешков / CTN. стерильные, 1 шт / стерильный мешок, 100 шт / кор
дизайн упаковки	Все внутренняя коробка и коробка печать может быть как ваш дизайн
вес	PP 20-65gsm; PP + PE 40-65 GSM; SMS 35-65 GSM (комфортно, без стекловолокна, латекса.)
Приложения	Клиническая больница медицинского персонала и пациентов. без пыли цех, лаборатория, пищевая промышленность, электронная производств и т.д.

Фотографии одноразовые больничные халаты изоляции





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

