

все **загрузка крышки** Изготавливаются из материалов высочайшего качества, обеспечивая отличную защиту и превосходный комфорт:

- Невинные материалы гладкие и удобные для устранения раздражения кожи

- Различный стиль может быть настроен в соответствии с вашими различными требованиями  
>

### **Ткань материал**

> >

микропористый

> >

### **Стиль**

> >

С эластичным

### **Размеры C. Ize**

36 \* 55 см можно настроить в соответствии с вашим запросом

### **цвет**

белый цвет

### **сертификат**

ISO13485, fdaCE.

### **МОQ:**

10000. шт

### **дизайн упаковки**

может быть как ваш дизайн

### **Упаковка**

100 шт. / Сумка, 1000 шт. / Коробка, или как ваше требование

### **Способность**

60 000. шт в день

### **Срок поставки**

7-30 дней

## **Приложения**

Лаборатория, клиника, Пищевая промышленность, Бесплатная мастерская