

все загрузка крышки изготовлены из самых высоких качественных материалов, обеспечивая отличную защиту и превосходный комфорт:

- Одноразовая нетканая загрузка С Невинные материалы гладкие и удобные для устранения раздражения кожи

- Различный стиль может быть настроен в соответствии с вашими различными требованиями

PP нетканый

">

Стиль

">

С эластичной на лодыжке

Размеры С. Изи

40 * 50 см можно настроить в соответствии с вашим запросом

ткань w восемь

50-60г, с должен быть как ваш запрос

цвет

Синий цвет

сертификат

ISO13485, fdaCE.

МОQ:

10000. шт

дизайн упаковки

может быть как ваш дизайн

Упаковка

100 шт. / Сумка, 1000 шт. / Картонная коробка или как ваше требование

Способность

60 000 человек ПК в день

Срок поставки

7-30 дней

Приложения

Лаборатория, клиника, Пищевая промышленность, Бесплатная мастерскаябольница