

## Спецификация

нетканые чехлы стоматологии

">

материал

">

Нетканые, PP, SMS

">

Стиль

">

С эластичными или с галстуками

">

размер

">

150x75см, стул задний подушка крышка: 26 \* 22 см или другой размер можно настроить

">

цвет

">

Синий

">

Упаковка

">

1Набор / сумка, 25 комплектов / коробка , можно настроить

">

коробка картона

">

Все внутренние сумки и картонная печать могут быть в качестве вашего дизайна

">

размер коробки

">

28 \* 22 \* 33 см

">

Приложения

">

Для больницы, клиника

">

моq

">

2. 000 набор

">

образец

">

может быть предоставлен бесплатно для вашей проверки качества в течение 3 рабочих дней.

">

путь оплаты

">

t / t, раурal, l / с

">

время доставки

">

В 20-25 днях

">

fob порт

">

Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу