

## Одноразовые нетканые хирургические кепки для доктора

### Технические характеристики:

Материал	PP, SPP, SBPP, SMS, SMMS, микропористые
Цвет	Белый, синий, зеленый, желтый, красный ..... и т. Д.
Вес ткани	PP 10-30GSM, SMS 30-65GSM, микропористый 45-65GSM
Тип	навязчиво
Эластичный	Одиночный / Двойной
Размер	18 ", 19", 20 ", 21", 24 ".... etc
Сертификат	CE, ISO13485, FDA
Упаковка	100 / Сумка, 2000 шт. / CTN или как ваши требования
Образец	Образец может быть завершен за 2 дня
Модель	Одноразовая хирургическая шапка

### Преимущества:

1. Производитель производителей, одноразовый шап швабра, любые цвета.
- 2, ISO, CE, хорошая защита, латекс свободный, легкое дыхание, экологически чистые,
3. Capacity: 200 000 шт. / День, 1 \* 40хк может быть завершен в течение 10-15 дней;
4. Упаковочный дизайн OEM, обслуживание в течение 24 часов.