

Введение одноразовых ПЭ нарукавники:

1. Good защитный, легкий вес, латекса.
2. Sewing и автоматический стиль, удобство ношения.
3. БАЛАНС, синий, зеленый, красный, желтый цвета могут быть доступны.
4. Size: 20x40cm, 20x60cm или как ваши требования.

Он широко используется в больнице, пищевой фабрики, домашнее хозяйство, без пыли мастерской, электронных производств завод и так далее.

Наше преимущество:

1. Прямой производитель, заводская цена;
2. 1 * 40 HO контейнер может быть завершена в течение 15 дней;
2. CE ISO FDA одобрило, стабильное качество;
3. Услуги в течение 24 часов, образец может быть завершена в течение 2 дней, образец бесплатно.

Наша политика образца:

1. Образец согласно вашему чертежу конструкции. Время выборки: 3-5 дней.
2. Создайте свой собственный образец, а затем переделать его.
3. Существующие образцы Время выборки: 1 день.
4. Сделайте массовое производство после того, как вы подтвердите образец.

Характеристики:

материал	ЧП
вес	35g
Стиль	Эластичный
Размер	21,5 дюйма или как ваши требования
цвет	Белый, мы также можем сделать синий, зеленый, желтый, красный и т.д.
упаковка	100шт / мешок, 10bags / CTN
дизайн упаковки	Все внутренняя коробка и коробка печать может быть как ваш дизайн
Размер коробки	40 * 20 * 32см
Приложения	Широко используется в больнице, пищевой фабрики и мастерской беспыльном

Картинка одноразовые полиэтиленовые нарукавники:



