

Спецификация одноразовых стерильных хирургических халата:

Имя:	одноразовые стерильные операционные платье
Материал:	смс
Вес бумаги:	30-60 GSM
Закрытие:	с закрытием пояса, или с закрытием велкро
Заявка:	для медицинского, хирургического, фармацевтической, лабораторным, промышленном секторе
Размер:	S / M / L / XL / XXL / XXXL
Цвет:	Темно-синий, и т.д., по желанию
Упаковка:	Нормальная упаковка: 1шт / полиэтиленовый пакет, 50pcs / сАртон
Место хранения:	Хранить в сухом, влажность ниже 80%, вентилируемые, неагрессивных газов склад
Аттестация:	CE, ISO13485

Диаграмма размера одноразовой стерильный халат:

Хирургическая / ИЗОЛЯЦИЯ МАНТИЯ ДИАГРАММА РАЗМЕРА (Заказной размер диаграммы приветствуется)						
CM	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ВЫСОТА	115	115	120	125	130	135
КОМОД ДЛИНА	127	137	140	145	150	155

Стили одноразового использования стерильный халат:

- A.standard операции платье с трикотажной манжетой
- B.standard операции платье с эластичной манжетой
- C.half усиленный платье работы с трикотажной манжетой
- D.full усиленный платье работы с трикотажной манжетой

Преимущества одноразовых стерильный халат:

- 1.SMS материал: Безворсовая, водонепроницаемая, хорошая прочность на растяжение, Comfortable.
- 2.Легкий, не вызывает раздражения, антибактериальные свойства, хорошая прочность на растяжение, Превосходная воздухопроницаемость и антистатические, ударопрочность, мягкие, удобные,
- 3.Provide Отличный барьер для потенциально инфекционный крови и других жидкостей организма. против брызг химических материалов и твердой пыли,
- 4.одноразовый смс хирургические платье главным образом для врача для работы, также доступны для использования у врачей и посетителей изоляции комнаты.

5. Disposable Хирургический халат SMS является самой обычной медицинской одежды, может достичь стандартов охраны здоровья в общем случае.

6.SMS: "Три обороны" (водонепроницаемая, антиалкогольная и разбрызгивание анти-крови) соблюдать внутренние и международные медицинские стандарты.

Изображение располагаемого платье работать:

