

## Одноразовые хирургические шапочки Введение:

Одноразовые хирургические шапочки начес сделаны из мягкого полипропилена нетканого материала, пошива и автоматического стиля.

Одноразовые хирургические шапочки нетканые медсестра крышки удобны для индивидуальной защиты в больнице или другом медицинском месте.

Кроме того, "начес" стиль хирургические шапочки является более удобным для людей с длинными волосами. Это хороший выбор, потому что он имеет больше места и не держит пот от кожи головы, что может способствовать раздражению и зуд. Хирург не может беспокоиться о царапать его или ее голову во время выполнения операции.

## Одноразовые хирургические начес шапки Преимущества:

1. Возможности: отпугивает жидкости из наружными.
2. Материал: PP нетканый материал.
3. Санитарии и качества в соответствии с CE, ISO13485
4. логотипы Клиентов принято.
5. Различные размеры и цвета.
6. Полное покрытие волос из мягкого удобного, термически упрочненного свет polypropylene волокна с инкапсулированной эластичной кромкой.
7. Сар компактно сложены полосы легко открыть, чтобы сформировать.
8. С одинарным или двойным эластичным доступны, в складку или зажима формы с различными имеющимися цветами.

## Одноразовые хирургические шапочки Показания к применению:

1. Подходит для электронных производств, ресторанов, пищевой промышленности, школы, больницы и т.д. широко используется в клинике, ресторан больницы, продовольственный магазин.
2. Sterile одноразовые колпачки используются для больничных клинических медицинского персонала и пациентов.
3. Non-стерильные одноразовые колпачки могут быть использованы для мастерской беспыльном , больницы, лаборатории, пищевая промышленность, электронная производит и так далее.

## Одноразовые хирургические шапочки Технические характеристики:

|                 |  |
|-----------------|--|
| материал        | PP Non Woven   |
| вес             | 10-30g   |
| Стиль           | Упругие (латекс), одно- и двойной эластичной стиль, с пиком  |
| Размер          | 18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "  |
| цвет            | синий (все цвета могут быть доступны)  |
| упаковка        | 100шт / мешок, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN   |
| дизайн упаковки | Все внутренняя коробка и коробка печать может быть как ваш дизайн  |
| размер коробки  | 58x25x27cm   |
| Приложения      | Клиническая больница медицинского персонала и пациентов.<br>без пыли семинар , лаборатория, пищевая промышленность, электронная производств и т.д. |
| MOQ             | 100000 PCS   |

## Подробности картина одноразовых хирургических колпачков:





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

