

одноразовые белое введение халатах:

1. PP нетканый материал с антистатическим
2. 20-60g / м2 Вес
3. Упругие / вязанный / открытая манжета
4. длинный / короткий рукав
5. Сразу изготовление, одноразовые халатах, любые цвета
6. Емкость: 10,000pcs / день, 1 * 40HQ может быть закончена в течение 10-15 дней
7. Хороший барьер для жидкости и дышащий, OEM дизайн упаковки, обслуживание в течение 24 часов
8. Мы имеем сертификат CE, FDA и ISO 9001

Одноразовые белый лабораторный халат функции:

1. Выберите из лучших нетканое обеспечения надежных и селективные барьеров для бактерий, крови и других жидкостей.
2. Безворсовая водонепроницаемый, хорошая прочность на растяжение, удобные, дышащие. Отлично для рассеивания тепла тела, антистатик, против брызг жидкости
3. Большие антибактериальный эффекты, защищающие работников от воздействия различных частиц от загрязняющих веществ и инсектицидов и т.д.

Одноразовая Coat Lab материалы возможности:

PP одноразовые лаборатории пальто изготовлена из гидрофобного материала полипропилена, без латекса; износостойкий; низкий пуха; с высоким уровнем гидрофобности жидкости.

Одноразовые посетитель пальто Технические характеристики:

Продукт:	одноразовые белые халатах
Материал:	PP Non-Woven
Вес бумаги:	20-50gsm
Стиль:	длинные или короткие рукава; упругое или вязать манжеты; отворот / подставка / раунд / вязанный воротник по желанию с / без кармана; с помощью кнопки захвата или липучкой закрытия
Заявка:	для медицинской, фармацевтической, лабораторным, workshop секторе
Цвет:	Синий , белый, темно-синий, и т.д., по желанию
МОQ	5000шт
Упаковка:	5 или 10pcs / мешок; 50 или 100шт / CTN;
Место хранения:	Хранить в сухом, влажность ниже 80%, вентилируемые, неагрессивных газов склад
Условия платежа:	T / T, PayPal, Вестерн Юнион, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Другие услуги:	OEM и персонализированный логотип / бренд
Аттестация:	CE, ISO13485

Срок поставки

Capacity: 10,000pcs / день, 1 * 40HQ может быть закончена в течение 10-15 дней;

Детали картины располагаемого белого халата:

