

## Краткие сведения о одноразовые белые комбинезоны с крышкой багажника:

материалы по теме: микропористой SF

Color: Белый, и т.п.

Толщина: 50гсм или толще путем повторногоЦюйстандартное восточное время

Размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL, и т.д.

Стиль: молния закрытия передней, Упругие запястье / талии / лодыжки, с капюшоном, сапоги

Упаковка: 1 шт или 5 шт/ Мешок, 50 шт / коробка

MOQ: 5000 шт

### Преимущества продукта:

1. дышащий микро- пористая пленка, защита от твердых частиц, неопасные жидкости защиты и маски для лица, капюшон или галоши также могут быть поставлены, как указано выше.,
2. Мягкая рука чувство. Безопасность для не носить, не стимулирует к коже.
3. Обеспечение надежных барьеров для водяного пара или крови и других жидкостей.
4. Можно ли предотвратить загрязнение окружающей среды и поверхности этой одежды без пятен.

### Показания к применению:

Проницаемость сильна, антистатические; Лучше проницаемость, в различных органических растворителей, кислот и

устойчивость к коррозии щелочи в то же время, с высокой стойкостью к механическим воздействовать

свойства ударной вязкости, текстуры мягкие, удобные, не поддерживающего горение, не токсичен не-

раздражающим, безвреден для кожи.

### Дополнительные характеристики:

материал	Микропористой пленки, SF
----------	--------------------------

вес	50gsm.Могли как ваш запрос,
Стиль	С капюшоном, эластичной манжетой, лодыжки, с крышкой багажника
Размер	S-6XL детали размер может как ваш запрос.
цвет	белый
упаковка	5шт / коробка, 10 мешков / CTN
дизайн упаковки	все внутренний мешок и коробка печать может быть как ваш дизайн
Приложения	без пыли семинар, больницы, лаборатории, пищевая промышленность, электронная производств и т.д.

### Изображения продукта:



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

