

## SMS Комбинезон с застежкой-молнией передним клапаном:

- 1.Origin: провинция Хубэй, Китай
2. Материал: SMS55g
3. Размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, и т.д.
- 4.Color: Белый, и т.д.
5. Стиль: Длинные рукава, без капота и багажника, застежка-молния спереди с клапаном, эластичные манжеты с петлей пальца, упругие лодыжки, с упругим на талии.
- 6.Feature: Экологичный, пыленепроницаемый, антистатические, легко носить, чувствовать себя комфортно, свободно работать.
- 7.packing: 1шт / полиэтиленовый пакет, 50pcs / CTN, 10pcs / полиэтиленовый пакет, 100шт / кор
- 8.Delivery время: 10-15 дней для полного контейнера 20 футов.

## Одноразовые защитный Технические характеристики:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Наименование товара  | сменяемое одежда, защитные белые комбинезоны, SMS Комбинезон с застежкой-молнией передним клапаном  |
| материал             | смс   |
| вес                  | 55G   |
| Стиль                | Длинные рукава, без капота и сапоги покрытия, молнии фронт с клапаном, эластичные манжеты с петлей пальца, упругие лодыжки, с упругим на талии .. |
| упаковка             | 1шт в упаковке 50 штук в коробке  |
| коробка              | 48 * 30 * 50 см, и т.д.   |
| заявка               | Используется в клинике, больнице, аптеке, пищевой промышленности, электронной промышленности и т.д.   |
| МОQ                  | 100cartons  |
| Образец              | Свободные образцы будут подготовлены по запросу   |
| Возможность поставки | 5000 коробок в месяц  |
| Грузовой порт        | Ухань, Шанхай, Нинбо, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, и т.д.   |
| Условия оплаты       | T / T, L / C, D / P, D / A, WesternUnion, Paypal, Escrow, и т.д.  |
| Срок поставки        | 15дней или зависят от количества заказа   |
| сертификат           | CE, FDA, ISO, свободный стиль, и т.д.   |

## Таблица размеров:

### ОЧЕРЕДНОЕ ДИАГРАММА РАЗМЕРА

(Добро пожаловать индивидуальные размеры)

|        | S   | M   | L   | XL  | XXL | XXXL |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| ВЫСОТА | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185  |
| ГРУДЬ  | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145  |

± 2 см допуск на размер

### **Контроль качества:**

1. Мы не начнем сделать продукты до тех пор, пока подтвердить образец.
2. Упаковка будет водонепроницаемым, влагостойкие и запечатаны.
- 3, мы имеем строгую систему контроля качества QC. Исследуйте каждый из ПРОДУКТА тщательно.

### **Фотографии защитные белые комбинезоны:**





orient Honest  
MEDICAL INSTRUMENTS

