

## Описание медицинских хирургических скраб шляпы:

Наименование товара:	врач хирург крышка производитель Китай, больничные хирургические хирургические шапочки, медицинские хирургические скраб шапки	Материал:	PP Нетканые
Цвет:	белый (другие цвета могут быть доступны)	Стиль:	одиночный эластичный
Размер:	19 "	Вес бумаги:	PP10g

## Преимущества медицинских хирургических скраб шляпы:

- 1.Pleated резинка вокруг, достаточно места для длинных волос. Это может предотвратить волосы, падающие, чтобы избежать возможных неприятностей.
- 2.Used в больницах и чистых помещениях.
- 3.Breathable, не впитывает влагу, долговечность
- 4.PP нетканый материал, экономичный, элегантный и хорошо выглядит.

## Показания к применению медицинских хирургических скраб шляпы:

Медицинские хирургические скраб шляпы используются для больничных клинических медицинского персонала и пациентов.

И нестерильные одноразовые колпачки могут быть использованы для мастерской беспыльном , больницы, лаборатории, пищевая промышленность, электронная производит и так далее.

## Характеристики врач хирург крышка производитель Китай:

материал	PP Non Woven
Вес бумаги	10 г
Стиль	одиночный эластичный
Размер	19 " и т.д.
цвет	белый, (другие цвета могут быть доступны)
упаковка	100шт / мешок, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN

дизайн упаковки	Все внутренняя коробка и коробка печать может быть как ваш дизайн
размер коробки	58x25x27cm
Приложения	Для больничных клинических медицинского персонала и пациентов. без пыли семинар , лаборатория, пищевая промышленность, электронная производств и т.д.
МОQ	100000 PCS

**Подробный фотографии врач хирург крышка производитель Китай:**



