

1. Материал: PP Non War_ / PP + PE / SMS
2. Стилль: один эластичный, двойной эластичный
3. Грам вес: 10 г-20г
4. Цвет: белый, синий, зеленый и т. Д.
5. Сертификат: CE, ISO 13485, одобрен FDA

Параметр продукта

Материал	SPP / PP + PE / SMS
Масса	10-20 ГММ
Стилль	Одиночный эластичный, двойной эластичный
Размер	18 ', 19', 20 ', 21'
Цвет	Белый, зеленый, синий и т. Д.
упаковка	100 шт. / Сумка, 2000 шт. / Коробка
Дизайн упаковки	Все внутренние сумки и картонная печать могут быть как ваш дизайн
размер коробки	Стандартный
Приложения	Больница, спа, красота и т. Д.
МОQ	100000 шт
Образец	может быть предоставлен бесплатно для проверки качества в течение одной недели
Условия оплаты	T / T, L / C
Срок поставки	Как вам количество (мы можем закончить 100 000 шт в день)
Порт FOB	Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу

Преимущество продукта

Ужин мягкий и удобный

Пылезащитный

Водонепроницаемый

Экологически чистый материал

Изображение продукта

Время выполнения

Через 15-25 дней после подтверждения получения депозита

Производительность

100 000 шт в день

Упаковка

100 шт. / Сумка, 2000 шт. / Коробка

100 шт. / Сумка, 1000 шт. / Коробка

Порт доставки

Wuhan / Shanghai / Ningbo Port или любой другой порт в Китае