

Представление о пыли чистых помещений Комбинезон белый:

1.Place происхождения: Xiantao Город, провинция Хубэй, Китай

2. Материал: PP50g

3. Размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, и т.д.

4. Цвет: белый, и т.д.

5. Стил: Длинные рукава, без капота и багажника, застежка-молния спереди с клапаном, эластичные манжеты с петлей пальца, упругие лодыжки, с упругим на талии.

6.Feature: Экологичный, пыленепроницаемый, антистатические, легко носить, чувствовать себя комфортно, свободно работать.

7.Delivery время: 10-15 дней для полного контейнера 20 футов.

характеристики пыли Cleanroom Комбинезон белый:

имя	пыли Cleanroom Комбинезон белый, вода repellent одноразовые комбинезон, одноразовые спецодежда
Вес бумаги	PP50g, или граммы как ваш запрос
Стил	Длинные рукава, без капота и багажника, застежка-молния спереди с клапаном, эластичные манжеты с петлей пальца, упругие лодыжки, с упругим на талии ..
цвет	белый
Размер	S-4XL
упаковка	1шт / полиэтиленовый пакет, 50pcs / CTN, 10pcs / полиэтиленовый пакет, 100шт / кор
дизайн упаковки	все внутренние мешки и коробки печать может быть как ваш дизайн
Использование поля	1, использование чистых помещений, пищевая фабрика, электронное использование растений, 2, медицинское использование, использование лакокрасочной промышленности, использование сельскохозяйственной отрасли, 3, нефтехимия использования и т.д.
Политика образца	1, предложил бесплатные образцы. 2. Образец согласно вашему чертежу конструкции. Время выборки: 2-5дней. 3. Создайте свой собственный образец, а затем переделать его. 4. Существующие примеры Время выборки: 1день. 5. Сделайте массовое производство после вашего подтвердить образец.

Упаковка пыли Cleanroom Комбинезон белый:

Упаковка: 5 шт / пакет, 50 шт / AG или 1 шт / мешок, 50 шт / кор

Ваш логотип компании могут быть напечатаны на внутреннем мешке, и картонные коробки.

Фотографии пыли Cleanroom Комбинезон белый:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

