зеленый 3-слойные медицинские маски с внутренней петлей для ушей 3-слойные хирургические маски bfe> 95%

одноразовый хирургическая маска для лица состоит из 3 слоев, внутренний и внешний слои из полипропилена без

тканый, средний Слой - это фильтровальная бумага высокого стандарта 99. С ушком.

Преимущества одноразовой хирургической маски для лица

- 1. одноразовый Размер маски для лица: 17,5х9,5 см, 3-слойный.
- 2. Очень низкое сопротивление дыханию, без постороннего запаха, без раздражения чувство.
- 3. Носовая перемычка может быть адаптируемой, удобной, без стекловолокна, без латекса.
- 4. ВҒЕ (эффективность фильтрации бактерий) ≥95% (99%).
- 5. Используйте технологию ультразвуковой сварки, удобное ношение.
- 6. может быть доступен белый, синий, зеленый, красный, розовый, желтый.

одноразовые хирургические маски для лица

- 1. Стерильные продукты используется для больничного клинического медицинского персонала и пациентов.
- 2. Нестерильные продукты можно использовать для очистки от пыли. мастерская, больница, лаборатория, пищевая промышленность, производство электроники и т. д. на.
- 3. Чтобы предотвратить распространение жидкостей организма и брызг крови. и изолировать пыль, частицы, алкоголь, кровь, бактерии и вирусы.

одноразовая хирургическая маска для лица нормальная упаковка

- 1, не стерильно, 50шт / коробка, 2000ПК / кор, размер коробки: 52х38х30см,
- 1 * 20 футов нагрузка: 500 коробок, нагрузка 1 * 40HQ: 1150 коробок.
- 2, Стерильно, 1шт / пакет, 50 пакетов / коробка, 1000шт / кор, размер коробки: 52х19х30см

Одноразовая хирургическая маска для лица Технические характеристики

Юписание	Хирургические одноразовые гигиенические маски для лица
	стоматологи
пинатапиа п	3 слоя, нетканый полипропилен 20г + фильтр 20г + полипропилен
	нетканый 25г
Bec	20 + 20 + 25г (удобный, без стекловолокна, без латекса.)
Стиль	Эластичный ушная петля (без латекса)
Размер	17,5x9,5 cм (взрослый)
птодт	белый, зеленый, синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый,
	фиолетовый, красный (все цвета могут быть доступны)
упаковка	Нестерильно: 50 ПК / коробка, 2000ПК / кор

дизайн	Вся внутренняя коробка и картонная печать может быть вашим
упаковки	дизайном
размер коробки	52х38х30 см
Приложения	больница клинический медицинский персонал и пациенты. беспыльный цех, лаборатория, пищевая промышленность, электроника производства и так далее
MOQ	5000 ПК
Unnazett	Возможно предоставляется бесплатно для проверки качества в течение одной недели
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Срок поставки	как и ты количество (мы можем закончить 1 миллион ПК в день)
Порт FOB	Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу



