

зеленый 3-слойные медицинские маски с внутренней петлей для ушей 3-слойные хирургические маски bfe > 95%

одноразовый хирургическая маска для лица состоит из 3 слоев, внутренний и внешний слой из полипропилена без

тканый, средний Слой - это фильтровальная бумага высокого стандарта 99. С ушком.

Преимущества одноразовой хирургической маски для лица

1. одноразовый Размер маски для лица: 17,5x9,5 см, 3-слойный.
2. Очень низкое сопротивление дыханию, без постороннего запаха, без раздражения чувство.
3. Носовая перемычка может быть адаптируемой, удобной, без стекловолокна, без латекса.
4. BFE (эффективность фильтрации бактерий)  $\geq 95\%$  (99%).
5. Используйте технологию ультразвуковой сварки, удобное ношение.
6. может быть доступен белый, синий, зеленый, красный, розовый, желтый.

одноразовые хирургические маски для лица

1. Стерильные продукты используется для больничного клинического медицинского персонала и пациентов.
2. Нестерильные продукты можно использовать для очистки от пыли. мастерская, больница, лаборатория, пищевая промышленность, производство электроники и т. д. на.
3. Чтобы предотвратить распространение жидкостей организма и брызг крови. и изолировать пыль, частицы, алкоголь, кровь, бактерии и вирусы.

одноразовая хирургическая маска для лица нормальная упаковка

1, не стерильно, 50шт / коробка, 2000ПК / кор, размер коробки: 52x38x30см,

1 \* 20 футов нагрузка: 500 коробок, нагрузка 1 \* 40HQ: 1150 коробок.

2, Стерильно, 1шт / пакет, 50 пакетов / коробка, 1000шт / кор, размер коробки: 52x19x30см

Одноразовая хирургическая маска для лица Технические характеристики

Описание	Хирургические одноразовые гигиенические маски для лица стоматологи
Материал	3 слоя, нетканый полипропилен 20г + фильтр 20г + полипропилен нетканый 25г
Вес	20 + 20 + 25г (удобный, без стекловолокна, без латекса.)
Стиль	Эластичный ушная петля (без латекса)
Размер	17,5x9,5 см (взрослый)
цвет	белый, зеленый, синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый, фиолетовый, красный (все цвета могут быть доступны)
упаковка	Нестерильно: 50 ПК / коробка, 2000ПК / кор

дизайн упаковки	Вся внутренняя коробка и картонная печать может быть вашим дизайном
размер коробки	52x38x30 см
Приложения	больница клинический медицинский персонал и пациенты. беспыльный цех, лаборатория, пищевая промышленность, электроника производства и так далее
МОQ	5000 ПК
Образец	Возможно предоставляется бесплатно для проверки качества в течение одной недели
Условия оплаты	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Срок поставки	как и ты количество (мы можем закончить 1 миллион ПК в день)
Порт FOB	Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу

