Product details

Особенности хирургического халата SMS:

- 1.SMS материал: Безворсовая, водонепроницаемая, хорошая прочность на растяжение, удобный.
- 2.Light вес, не вызывает раздражения, антибактериальные свойства, хорошая прочность на растяжение, Превосходная воздухопроницаемость

и антистатические, ударопрочность, мягкие, удобные.

3. Provide отличный барьер для потенциально инфекционный крови и других жидкостей организма. против

брызги химического материала и твердой пыли.

4.Disposable SMS хирургический халат является самой обычной медицинской одежды, может достигать здоровья

Стандарты защиты в общем случае.

5.SMS: "Три обороны" (водонепроницаемая, антиалкогольная и разбрызгивание анти-крови) соблюдать

внутренние и международные медицинские стандарты.

Подробная информация о SMS армированные хирургическую платье:

Имя:	зеленый SMS усиленный хирургический халат завод, больница стерильную операционную платье, стерильная упаковка усиленный хирургический халат
Материал:	CMC

Вес бумаги: 50 GSM

Закрытие: с закрытием пояса, или с закрытием велкро

Заявка: для медицинского, хирургического, фармацевтической,

лабораторным, промышленном секторе

Paзмep: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Цвет: Зеленый, синий и т.д., по желанию

Упаковка: Нормальная упаковка: 1шт / полиэтиленовый пакет, 50pcs / коробка

Место хранения: Хранить в сухом, влажность ниже 80%, вентилируемые,


неагрессивных газов склад

Аттестация: CE, ISO13485, FDA

Таблица размеров:

Хирургическая / ИЗОЛЯЦИЯ МАНТИЯ ДИАГРАММА РАЗМЕРА (Заказной размер диаграммы приветствуется)								
CM	S	М	L	XL	XXL	XXXL		
ВЫСОТА	115	115	120	125	130	135		
КОМОД ДЛИНА	127	137	140	145	150	155		

SMS-схема:




Product display







Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, Свободный образец.
- 2, малый заказ приемлемый;
- 3, условия L / C, T / T, D / Р в наличии;
- 4. FOB, CNF, CIF, условия EXW доступны;
- 5, конкурентоспособная и стабильная цена, потому что мы фабрика.
- 6, Квалифицированные продукты. 3-я часть осмотр продукт является приемлемым.
- 7, обслуживание ОЕМ. Другие варианты на материал, узор, размер и упаковки;
- 8, своевременная поставка. Лучшее время свинец 25-30 день для 40HQ контейнера.
- 9, Профессиональный экспортный сервис. Документация, оформление, морские перевозки, все в одном.
- 10, хорошее послепродажное обслуживание. Мы принимаем жалобы по уходу, как мы хотели бы быть вашим долгосрочным поставщиком!