

Product details

Особенности хирургического халата SMS:

- 1.SMS материал: Безворсовая, водонепроницаемая, хорошая прочность на растяжение, удобный.
- 2.Light вес, не вызывает раздражения, антибактериальные свойства, хорошая прочность на растяжение, Превосходная воздухопроницаемость и антистатические, ударопрочность, мягкие, удобные.
- 3.Provide отличный барьер для потенциально инфекционной крови и других жидкостей организма. против брызги химического материала и твердой пыли.
- 4.Disposable SMS хирургический халат является самой обычной медицинской одежды, может достигать здоровья Стандарты защиты в общем случае.
- 5.SMS: "Три обороны" (водонепроницаемая, антиалкогольная и разбрызгивание анти-крови) соблюдать внутренние и международные медицинские стандарты.

Подробная информация о SMS армированные хирургическую платье:


Имя:	зеленый SMS усиленный хирургический халат завод, больница стерильную операционную платье, стерильная упаковка усиленный хирургический халат
Материал:	смс
Вес бумаги:	50 GSM
Закрытие:	с закрытием пояса, или с закрытием велкро
Заявка:	для медицинского, хирургического, фармацевтической, лабораторным, промышленном секторе
Размер:	S / M / L / XL / XXL / XXXL
Цвет:	Зеленый, синий и т.д., по желанию
Упаковка:	Нормальная упаковка: 1шт / полиэтиленовый пакет, 50pcs / коробка
Место хранения:	Хранить в сухом, влажность ниже 80%, вентилируемые, неагрессивных газов склад

Аттестация: CE, ISO13485, FDA

Таблица размеров:

Хирургическая / ИЗОЛЯЦИЯ МАНТИЯ ДИАГРАММА РАЗМЕРА (Заказной размер диаграммы приветствуется)						
CM	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ВЫСОТА	115	115	120	125	130	135
КОМОД ДЛИНА	127	137	140	145	150	155

SMS-схема:



Product display




orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, Свободный образец.
- 2, малый заказ приемлемый;
- 3, условия L / C, T / T, D / P в наличии;
4. FOB, CNF, CIF, условия EXW доступны;
- 5, конкурентоспособная и стабильная цена, потому что мы фабрика.
- 6, Квалифицированные продукты. 3-я часть осмотр продукт является приемлемым.
- 7, обслуживание OEM. Другие варианты на материал, узор, размер и упаковки;
- 8, своевременная поставка. Лучшее время свинец 25-30 день для 40HQ контейнера.
- 9, Профессиональный экспортный сервис. Документация, оформление, морские перевозки, все в одном.
- 10, хорошее послепродажное обслуживание. Мы принимаем жалобы по уходу, как мы хотели бы быть вашим долгосрочным поставщиком!