

Одноразовое одеяло без тенового движения хорошего качества.

Одноразовое непредвзятое медицинское одеяло изготовлено из не вплетенного и полисетера на стороне.

Обеспечивает тепло и комфорт во время чрезвычайной помощи

Широко используется для использования с одним пациентом

Идеально подходит для экстренного использования, наборов первой помощи, центров неотложной медицинской помощи, больниц и других медицинских учреждений

Этот материал не содержит латекса

Материал:

100% полиэстер внутри, внешний PP нетканый

Особенность: одноразовый, водонепроницаемый

Тип:

плоский лист, совместные одеяла

Форма: прямоугольный

Образец: полосатый

Использование: отель, одноразовый, больница

is_customized: да

Вес: 220-700G, 220-700G

Сезон: четыре сезона

Название продукта: одноразовое медицинское одеяло

Ключевые слова: одноразовый

Цвет: синий, белый или индивидуальный

Ткань: 100% полиэстер □ pp не вплетается

Использование: авиакомпания, больница, дом престарелых

Логотип: принять настраиваемый логотип

Дизайн: принять пользовательские дизайны

Пакет: 1pc/poly bag



110 X 170cm
200g
防水暖被