

Описание использования больницы нетканое халата:

1. Материал: PP50g
2. Цвет: зеленый,
3. Стиль: трикотажный воротник, кнопка манжеты / передний
4. Размер: S-XXXL доступные размеры
5. Упаковка: 5шт / полиэтиленовый пакет, 50PCS / коробка и, как вам требуется
- 6.1 * 20 "FCL: 50000pcs (толерантность как различные размеры и материалы)
7. Мини количество: 10, 000PCS
8. Сертификат: CE, FDA, ISO13485

Особенности больницы используют нетканое лаборатории пальто:

1. Hand шитье, зеленый цвет, knitted манжеты и воротник с карманом.
2. Non-раздражающим, антибактериальные свойства, хорошая прочность на растяжение, Безворсовая, Превосходная воздухопроницаемость и антистатические, ударопрочность, мягкие, удобные.
3. Against брызгами химического материала и твердой пыли.
4. Usually нетканый лабораторный халат с эффектом пыли и анти-вирус широко используется общественном месте, медицинской промышленности, очистки окружающей среды, электронная фабрика, пищевая промышленность, школы и больницы.

Халата ДИАГРАММА РАЗМЕРА:

диаграмма размера халата (Заказной размер приветствуется)								
CM	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
ВЫСОТА	100	103	107	110	112	113	120	120
КОМОД ДЛИНА	132	135	137	140	142	147	150	158

Спецификация использование больницы нетканое лабораторный халат:

Имя:	использование больницы нетканое лабораторный халат, высокое качество медицинского зеленого халата, нетканая лаборатории пальто производитель в Китае
Материал:	PP Non-Woven

Вес бумаги:	50gsm
Стиль:	длинные или короткие рукава; упругое или вязать манжеты; отворот / подставка / раунд / вязаный воротник по желанию с / без кармана; с помощью кнопки захвата или липучкой закрытия
Заявка:	для медицинской, фармацевтической, лабораторным, workshop секторе
Цвет:	зеленый или заказ по желанию
МОQ	5000шт
Упаковка:	5 или 10pcs / мешок; 50 или 100шт / CTN;
Место хранения:	Хранить в сухом, влажность ниже 80%, вентилируемые, неагрессивных газов склад
Условия платежа:	T / T, PayPal, Вестерн Юнион, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Другие услуги:	OEM и персонализированный логотип / бренд
Аттестация:	CE, ISO13485
срок поставки	Capacity: 10,000pcs / день, 1 * 40HQ может быть закончена в течение 10-15 дней;

Фотографии больницы использовать нетканое лаборатории пальто:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

