

Одноразовое платье сделано из высокопроизводительная изоляция защитный материал. Широко используется в медицинской безопасности Защитный, асептическая мастерская, защитная изоляция, фабрика горнодобывающей электроники, Пищевая фабрика сельскохозяйственной животноводства и так далее. С двумя видами процессов: шитье и ультразвуковое тепловое соединение.

Материальные особенности:

#### 1. ПП платье

Изготовлен из гидрофобного полипропилена материал, без латекс; устойчивый к истиранию; низкий свет; с высоким уровнем жидкости отталкивание.

Цвет: белый, зеленый, синий, желтый, оранжевый и другие на

Материал Вес: 30-65 г.

#### 2. PP + PE платье

Он изготовлен из материала PP + PE, без латекса; устойчивый к истиранию; полностью непроницаемая жидкость и алкоголь репеллент.

Цвет: белый, зеленый, синий, желтый.

Вес материала: 40-65 г.

#### 3. SMS-платье (стандартное и Усиленный):

Он изготовлен из гидрофобных SMS / Spunlace материала, без латекса; износостойкий; низкий свет; с высоким уровнем отталкивания жидкости; а. Хороший барьер для крови, жидкостей тела и патогенов.

Со звездным и усиленным Стиль. Сикренированный стиль с дополнительной защитной арматурой на рукаве и сундук, который может быть полностью непроницаемым жидкости и спиртополетом.

Имеется в наличии Цвет: белый, синий.

Материал Вес: 35-65гсм.

#### 4. Микропористое платье

Проницаемость сильная, антистатическая; Лучшая проницаемость, в различных органических растворителях, кислоты и щелочи коррозионная стойкость в то же время, с высокой устойчивостью к воздействию Механические свойства вязкости, текстуры мягкие, удобные не Соединение - поддерживающее нетоксичное раздражение, безвредное для кожи.

Доступный цвет: белый

Материал Вес: 45-65гсм.

Спецификация одноразового платья

<b>Материал ткани</b>	PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE
<b>Стиль</b>	Свяжитесь на / волшебная лента на шее, Эластичные / вязаные манжеты,
<b>размер</b>	S-5XL.
Цвет	белый, синий, зеленый, желтый, розовый и т. д.
Сертификат	CE, ISO13485, FDA
МОQ:	5000 шт
Упаковка дизайн	может быть как ваш дизайн
Упаковка	10 шт. / Коробка, 100 ПК / CTN или как ваше требование
Срок поставки	Ёмкость: 10 000 шт. / День, 1 * 40хк может быть завершен в течение 10-15 дней
Порт FOB	Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу

картина





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





