

Основные характеристики / Особенности:

1. Продукт РАЗМЕР:

S M L XL XXL

2. Материал:

PP 30-70GSM.

SMS 30-70GSM.

SF 50-70см

PP + PE 30-60GSM

3. Материал ЛЕЧЕНИЕ:

Материал Лечение

Против воды: да

Анти-пыль: да

Антистатический: да / нет

Против крови: да / нет

Анти спирт: да / нет

4. Цвет: белый, синий, темный Синий, апельсин и так далее

5. Способствование:

А. Кимонобе используется в спа и сауне для удобства тела против воды и пыль.

В. Kimono Can. использоваться в массаже, чтобы расслабить ваше тело.

С.kimono. Может использоваться в уборке, например, GMP.

Д.Кимоно Может использоваться в больнице.

6. Упаковка:

10 шт. / Сумка, 100 шт. / СТН

7. OEM УСЛУГА:

Банка Распечатайте группу для нашего клиента на PE Bag

В.CAN Распечатайте группу для нашего клиента на картонной коробке

8. Образцы:

Образцы можно отправить с 3 дня после подтверждения.

9. Доставка ДАТА:

Может быть отправлены в 15 дней после получения депозита.

наименование товара:	Один раз используйте SPA повязку
Размер:	S: 110 * 130см; M: 115 * 137см, L: 120 * 140см, XL: 125 * 145см; XXL: 130 * 150см Или настроен
Цвет:	белый, синий, розовый, желтый или индивидуальный
Материал:	SBPP, SMS, Spunlace
Образец:	Доступны бесплатные образцы
Заявление:	В основном используется в SPA, красота Больница салона и т. Д.
МОQ:	5000 шт
Упаковка:	10 шт. / Сумка, 100 шт. / CTN
Оплата:	T / T, L / C
Срок поставки:	Доставка за 20 дней

Фотографии продукта:









