

Одноразовые простыни

Одноразовые простыни изготовлены из высокопроизводительная изоляция защитный материал. Широко используется в больнице для неотложная кровать и хирургическая кровать. Также используется в отелях и массажном кровати. К предотвратить распространение жидкостей организма и контента всплеска крови и изоляции пыли , частицы, спирт, кровь, бактерии и вирус вторжение.

Спецификация одноразовых слов

Материал ткани	PP, PP / PE, SMS, SMMS
Стиль	Плоские, эластичные цели, квадратные концы, рулон
размер	80x190 + 20см, 90x200 + 20 см, 160x190 + 20см, 160x200 + 20 см, 180x200 + 20см
Цвет	белый, зеленый, синий, желтый, розовый и др.
Упаковка	10 шт. / Коробка, 10 пакетов / CTN или 5 ПК / Сумка, 50 шт. / Сумка
Упаковка дизайн	может быть как ваш дизайн
МОQ	5000 шт
Образцы	может быть предоставлен бесплатно для вашего качества Проверка в течение 3 дней
Срок поставки	Емкость: 10 000 шт. / День, 1 * 40хк может быть завершен в течение 10-15 дней
Порт FOB	Ухань / Шанхай / Нинбо / Гуанчжоу

Фотографий











