

## Product details

### заявка одноразовых хирургических халатов для больниц:

1. Хирургическая мантия может быть использовано в стационаре, лаборатории, пищевой промышленности, электронных производств,

в любом месте, нуждаются в защите;

2.Surgical платье может быть использовано в качестве посещения protection.Prevent для перекрестной инфекции в медицинском лечении

в области санитарии. Экономические и одноразовые. Согласие с гигиеническим требованиям;

### Спецификация одноразовых хирургических халатов для больниц:

|                     |                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| имя                 | нетканые хирургические халаты мастерская, одноразовые хирургические халаты для больницы, Китай одноразовые PP халат хирурга                           |
| материал            | Полипропилен, PP Нетканое полотно                                                                                                                     |
| Стиль               | Нестерильные, стандартный и усиленный стиль, стандартный и ультразвуковой, с и без полотенца. Завяжите на воротнике, связи на талии, вязанные манжеты |
| Размер              | S (110 * 130см), M (115 * 137см), L (120 * 140см), XL (125 * 150см), 2XL (130 * 150см) или любые другие пользовательские размеры                      |
| Вес бумаги          | 40g                                                                                                                                                   |
| цвет                | белый.                                                                                                                                                |
| упаковка            | нестерильные, 10 шт / мешок, 50pcs / CTN или 100шт / CTN,                                                                                             |
| Загрузка контейнера | 20'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS                                                                                                                      |
| MOQ                 | 5000 PCS                                                                                                                                              |
| Доставка            | Один 40HQ контейнер может быть завершен в течение 15-25days                                                                                           |
| хранить             | Хранить в сухом, влажность ниже 80%, вентилируемые, неагрессивных газов склад                                                                         |

## Product display




orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**Q: 1. Are Вы производитель или торговая компания, и когда была ваша компания создана?**

**A:** Да, мы непосредственно производителем, наша фабрика была основана в 2003 году, мы имеем нашу собственную компанию экспортированную в 2013 году.

**Вопрос: 2. Что годовой оборот для вашей компании?**

**Ответ:** Как правило, она составляет около \$ 18 миллионов 20 миллионов, он по-прежнему в выращивании.

**Вопрос: 3. Есть ли у вашей компании какие-либо системы менеджмента качества, такие как ISO, EN или сертификат (ы) CE?**

**A:** Да, у нас есть CE, ISO13485, FDA. REACH и отчет Нельсоном.

**Вопрос: 4. Can я получаю бесплатные образцы для проверки качества? Сколько времени я**

**могу получить его?**

А: Да, наши образцы могут поставляться бесплатно в течение 3-7 дней.

### The happy time with customers

