

Характеристики:

Пункт	нетканый материал одноразового пальто посетитель, белый одноразовые нетканый лабораторный халат, PP нетканый лабораторный халат с кнопками
материал	PP не тканые ткани
Размер	М: 115 * 135 см, L: 120 * 140см, XL: 130 * 150см
вес	17-65 GSM
цвет	Белый, синий, желтый, зеленый, розовый и т.д.
Стиль	Трикотажные манжеты, трикотажные воротник, пуговицы спереди
Особенности	Водонепроницаемый, пыленепроницаемый, антистатические и т.д.
заявка	Больница, чистая комната, фабрика и т.д.
пакет	5 шт / полиэтиленовый пакет, 50 мешков / CTN или как ваше требование
сертификат	CE / ISO13485 / FDA

Описание:

- 1.Light и дышащий для тела.
- 2.Soft рука чувство и комфортно.
- 3.No стимул к коже.
- 4.Providing надежные барьеры для водяного пара или крови и других жидкостей.
- 5.It может предотвратить загрязнение окружающей среды и поверхности этой одежды без пятен.
- 6.Materials или другие спецификации в соответствии с требованиями клиентов.

Заявка:

PP Нетканые одноразовые лаборатории пальто могут быть использованы в больнице, лаборатории, на открытом воздухе антивирусными деятельности, электронных производств, где-либо нуждаются в защите. Предотвращение и изолировать пыль, частицы, алкоголь, кровь, бактерии и вторжение вируса.

Также может быть использован в качестве посещения protection.Prevent для перекрестной инфекции в медицинской помощи в области санитарии. Экономические и одноразовые. В соответствии с гигиеническим стандартом.

Картинки:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

