

**все загрузка крышки Изготавливаются из материалов высочайшего качества, обеспечивая отличную защиту и превосходный комфорт:**

- Невинные материалы гладкие и удобные для устранения раздражения кожи
- Различный стиль может быть настроен в соответствии с вашими различными требованиями

### **Ткань материал**

">

Нетканый

">

### **Стиль**

">

С эластичным

### **Размеры С. Ize**

36 \* 55 см можно настроить в соответствии с вашим запросом

### **цвет**

Синий цвет

### **сертификат**

ISO13485, fdaCE.

### **МОQ:**

10000. шт

### **дизайн упаковки**

может быть как ваш дизайн

### **Упаковка**

100 шт. / Сумка, 1000 шт. / Коробка, или как ваше требование

### **Способность**

60 000. ПК в день

### **Срок поставки**

7-30 дней

### **Приложения**

Лаборатория, клиника, Пищевая промышленность, Бесплатная мастерская







