Введение красного цвета нетканым клипа крышкой:

Красный цвет нетканый материал клип колпачок, эластичные хирургические шапочки скраб изготовлены из полипропиленового материала,

производится автоматический высокая температура термоскрепления технологии, можно разделить на однослойные

elactic и двойные эластичные стили.

Преимущества продукта:

- 1. Хороший защитный, легкий вес, латекса.
- 2. С помощью кнопок термическое склеивание высокая температура технологии, удобные для ношения.
- 3. Любые цвета могут быть доступны.
- 4. Использование экологически чистых материалов, никакого вреда для человеческого организма и окружающей природной среды.

Применение эластичных хирургических скраб шапки:

Широко используется в пищевой фабрике, ресторан, и мастерской пыли.

Характеристики:

материал	полипропилен, РР нетканый
вес	PP 10 г
Стиль	Упругие (латекса), однократным упругим стиль
Размер	19 ''
цвет	красный, розовый, синий, белый, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, (все цвета могут быть доступны)
упаковка	100шт / мешок, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN
дизайн упаковки	Все внутренняя коробка и коробка печать может быть как ваш дизайн
Размер коробки	58x25x27cm
Приложения	Клиническая больница медицинского персонала и пациентов. Пылесухость семинар , лаборатория, пищевая промышленность, электронная производств и т.д.
моо	100000 PCS

Данные по упаковки:

100 ПК / мешок, 20 мешков / СТN, размер коробки: 58x25x27cm

1 * 20 контейнер может загрузить 715ctns, всего 1430,000pcs.

Фотографии нетканым хирургическая шапочка:



