

## Введение красного цвета нетканым клипа крышкой:

Красный цвет нетканый материал клип колпачок, эластичные хирургические шапочки скраб изготовлены из полипропиленового материала, производится автоматический высокая температура термоскрепления технологии, можно разделить на однослойные elastic и двойные эластичные стили.

## Преимущества продукта:

1. Хороший защитный, легкий вес, латекса.
2. С помощью кнопок термическое склеивание высокая температура технологии, удобные для ношения.
3. Любые цвета могут быть доступны.
4. Использование экологически чистых материалов, никакого вреда для человеческого организма и окружающей природной среды.

## Применение эластичных хирургических скраб шапки:

Широко используется в пищевой фабрике, ресторан, и мастерской пыли.

## Характеристики:

материал	полипропилен, PP нетканый
вес	PP 10 г
Стиль	Упругие (латекса), однократным упругим стиль
Размер	19 "
цвет	красный, розовый, синий, белый, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, (все цвета могут быть доступны)
упаковка	100шт / мешок, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN
дизайн упаковки	Все внутренняя коробка и коробка печать может быть как ваш дизайн
Размер коробки	58x25x27cm
Приложения	Клиническая больница медицинского персонала и пациентов. Пылесухость семинар , лаборатория, пищевая промышленность, электронная производств и т.д.
MOQ	100000 PCS

## Данные по упаковке:

100 ПК / мешок, 20 мешков / CTN, размер коробки: 58x25x27cm  
1 \* 20 контейнер может загрузить 715ctns, всего 1430,000pcs.

1 \* 40 контейнер может загружать 1737ctns, всего 3474,000pcs.

**Фотографии нетканым хирургическая шапочка:**



