Представление о хирургические шапочки:

Хирургические колпачки, изготовленные из SBPP нетканого материала, в стандарте СЕ и ISO13485.

Медицинские крышки моб также называемые одноразовые клип или полоса, крышка изготовлены из PP нетканого материала

и складку резинка круглая, эта конструкция имеет достаточно места для длинных волос. Это может предотвратить волосы

падения, то, чтобы избежать возможных неприятностей.

Преимущества хирургические шапочки:

- 1. Различные размеры и цвета.
- 2. Дышащий, не впитывает влагу, долговечность
- 3. С одинарным или двойным эластичным доступны, в складку или зажима формы с различными имеющимися цветами.
- 4. Эффективность Бактерии фильтрации (BFE) достигла 99,1%. Этот показатель намного выше, чем нормальный стандарт 97%.
- 5. Бесплатные образцы и настройки доступны
- 6. Сlір-формы крышки перед развернутом,

характеристики хирургические шапочки:

материал	PP Non Woven
вес	10-30g
Стиль	одиночный эластичный, или двойной эластичный стиль
Размер	18 '', или 19 '', 21 '', 24''28 ''
цвет	Зеленый, или белый,синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый, фиолетовый, красный (все цвета могут быть доступны)
упаковка	100шт / мешок, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN
дизайн упаковки	Все внутренняя коробка и коробка печать может быть как ваш дизайн

размер коробки 58х25х27ст

Приложения Клиническая больница медицинского персонала и пациентов.

без пыли семинар, лаборатория, пищевая промышленность,

электронная производств и т.д.

MOQ 100000 PCS

Подробности картину хирургические шапочки:



