

## Представление о хирургические шапочки:

Хирургические колпачки, изготовленные из SBPP нетканого материала, в стандарте CE и ISO13485.

Медицинские крышки моб также называемые одноразовые клип или полоса, крышка изготовлены из PP нетканого материала

и складку резинка круглая, эта конструкция имеет достаточно места для длинных волос. Это может предотвратить волосы

падения, то, чтобы избежать возможных неприятностей.

## Преимущества хирургические шапочки:

1. Различные размеры и цвета.
2. Дышащий, не впитывает влагу, долговечность
3. С одинарным или двойным эластичным доступны, в складку или зажима формы с различными имеющимися цветами.
4. Эффективность Бактерии фильтрации (BFE) достигла 99,1%. Этот показатель намного выше, чем нормальный стандарт 97%.
5. Бесплатные образцы и настройки доступны
6. Clip-формы крышки перед развернутом,

## характеристики хирургические шапочки:

материал	PP Non Woven
вес	10-30g
Стиль	одиночный эластичный, или двойной эластичный стиль
Размер	18 ", или 19 ", 21 ", 24"28 "
цвет	зеленый, или белый,синий, розовый, желтый, розовый, оранжевый, фиолетовый, красный (все цвета могут быть доступны)
упаковка	100шт / мешок, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN
дизайн упаковки	Все внутренняя коробка и коробка печать может быть как ваш дизайн

размер коробки 58x25x27cm

Приложения Клиническая больница медицинского персонала и пациентов.  
без пыли семинар , лаборатория, пищевая промышленность,  
электронная производств и т.д.

MOQ 100000 PCS

### Подробности картину хирургические шапочки:



